

Catálogo

de productos



BALANZA DE PLATAFORMA Q30000, 30 x 0,001 kg



Administración y Ventas: Azcuénaga N° 1627 - Quilmes ventas@cymed.com.ar
TE: +54 11 21468039 / 75095121


DESCRIPCION GENERAL

- Capacidad máxima de pesaje: 30000g
- Lectura mínima: $\pm 1g$
- Repetibilidad: $\pm 2g$
- Linealidad: $\pm 2g$
- Excentricidad $< 3g$
- Intervalo de estabilización: 2s
- Tiempo de preparación: 15 minutos
- Unidades de pesaje: gramos
- Función tara
- Modo conteo, Peso mínimo de pieza: 5g, Número de piezas de referencia: 10, 20, 50, 100, 200
- Modo porcentaje, Peso mínimo de pieza: 5g
- Condiciones ambientales
- Temperatura de operación: 5°C hasta 35°C
- Humedad de operación: hasta 85%, relativa (sin condensación)
- Pantalla LCD retroiluminada (indicador digital modelo Q300D, 50000 cuentas de display ORIGEN CHINA)
- Tensión de entrada: fuente alimentación externa de 220vAC a 9vDC, tipo switching.
- Batería recargable, incluida: 10 hs de autonomía
- Gancho inferior opcional.
- Puerto RS232, USB opcional.
- Manual de uso.

- Material del indicador digital, PVC, frente de policarbonato con teclado de microteclas, con inclinación regulable.
- Diseño de la plataforma, origen Argentina
- Bandeja de pesaje fabricada en acero inoxidable tipo AISI 304
- Dimensiones de la bandeja de pesaje: 295 x 210 mm
- Bastidor de hierro pintada al horno, pintura en polvo de gran durabilidad.
- Patas de apoyo regulables
- Peso neto 6 kg aproximado
- Garantía: 1 año (por defectos de fabricación)
- NO APTA PARA USO COMERCIAL



**CURSOS &
SEMINARIOS**



www.cymed.com.ar

Administración y Ventas: Azcuénaga N° 1627 - Quilmes ventas@cymed.com.ar

TE:+54 11 21468039 / 75095121