





Precise suction




Digital window




Range lock

Comfortable  
to hold

Adjustable range



Half autoclavable



## M series adjustable micropipette

Make experiments safer  
and more convenient



Precise dispensing | digital window



JOANLAB, pipeta de plástico para laboratorio, de volumen variable, de la serie M.



- Peso ligero, diseño ergonómico
- Visor de volumen
- Rangos varios que van de 2,5 a 5000 ml (Consultar disponibilidad)
- Tips de repuesto
- Punta autoclavable
- Material plástico ABS
- Origen China

# Product analysis

Simple structure, convenient operation  
easy for the first use



# Product data

M series							
Product	model	Capacity range	Test capacity	Tip	Increment	Accuracy error	Repeat error
	M2.5	0.1-2.5ul	2.5 1.25 0.25	10ul	0.05ul	±2.50% ±3.00% ±2.00%	±2.00% ±3.00% ±6.00%
	M10	0.5-10ul	10 5 1	10ul	0.1ul	±1.00% ±1.50% ±2.50%	±0.80% ±1.50% ±1.50%
	M20	2-20ul	20 10 2	200ul	0.5ul	±0.90% ±1.20% ±3.00%	±0.40% ±1.00% ±2.00%
	M50	5-50ul	50 25 5	200ul	0.5ul	±0.60% ±0.90% ±2.00%	±0.30% ±0.60% ±2.00%
	M100	10-100ul	100 50 10	200ul	1ul	±0.80% ±1.00% ±3.00%	±0.15% ±0.40% ±1.50%
	M200	20-200ul	200 100 20	200ul	1ul	±0.60% ±0.80% ±3.00%	±0.15% ±0.30% ±1.00%
	M1000	100-1000ul	1000 500 100	1000ul	5ul	±0.60% ±0.70% ±1.50%	±0.20% ±0.25% ±0.70%
	M5000	1000-5000ul	5000 2500 1000	5000ul	50ul	±0.50% ±0.60% ±0.70%	±0.15% ±0.30% ±0.30%
	M10000	2-10ml	10ml 5ml 2ml	10ml	0.1ml	±0.60% ±1.20% ±3.00%	±0.20% ±0.30% ±0.60%



## Half autoclavable

Can be sterilized at 121 degrees high temperature and high pressure

